

Russian

Как найти серийный номер на устройстве

System One 50 Series



Серия System One 50

Серийный номер:

Полный серийный номер включает
4 крайних символа справа (например: 950C)

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД. Это устройство было изготовлено 26.08.2011

System One 60 Series



Серия System One 60

Серийный номер:

Полный серийный номер включает
4 крайних символа справа (например: DBF7)

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД.
Это устройство было изготовлено 09.08.2012

DORMA/SE



DORMA/SE

Серийный номер:

Полный серийный номер включает
4 крайних символа справа (например: 5603)

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД.
Это устройство было изготовлено 03.06.2013

C Series and 60 Series: (BiPAP S/T and BiPAP AVAPS)



Серия С и серия 60: (BiPAP S/T и BiPAP AVAPS)

Серийный номер (наверху):

Полный серийный номер включает 4 крайних символа справа (например: 13AE).

Серийный номер (слева):

Полный серийный номер включает 4 крайних символа справа (например: 5597).



DreamStation



DreamStation

Серийный номер:

Полный серийный номер включает
4 крайних символа справа (например: BEAC)

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД.
Это устройство было изготовлено 14.12.2016

DreamStation Go



DreamStation Go

Серийный номер:

Полный серийный номер включает все
символы

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД.
Это устройство было изготовлено 22.03.2017

A-Series BiPAP



Серия A BiPAP

Серийный номер:

Полный серийный номер включает
4 крайних символа справа (например: DAF3)

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД.
Это устройство было изготовлено 08.04.2020

OmniLab Advanced +



OmniLab Advanced +

Серийный номер:

Полный серийный номер включает
4 крайних символа справа (например: 35D9)

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД.
Это устройство было изготовлено 10.10.2013



Найдите серийный номер на этикетке
Найдите серийный номер на экране устройства

Когда устройство находится в режиме ожидания....
Нажмите стрелку «Up»

Прокрутите вниз (используя стрелку вниз)...
... пока не будет выделено поле «Information», затем нажмите «Select».
Прокрутите меню вниз...
...пока не отобразится серийный номер

Trilogy 100 and 200



Trilogy 100 и 200

Серийный номер:
Полный серийный номер включает все символы

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД.
Это устройство было изготовлено 16.02.2016

Найдите серийный номер на этикетке
Найдите серийный номер на экране устройства

Когда устройство включено, нажмите стрелку «ВВЕРХ».

Прокрутите вниз используя стрелку вниз
...
... пока не будет выделено поле «Информация»
...а затем прокрутите вниз (используя стрелку вниз), пока не отобразится серийный номер



E30



E30

Серийный номер:
Полный серийный номер включает все символы

Дата изготовления устройства в формате ГГГГ/ММ/ДД.
Это устройство было изготовлено 09.04.2020