



E30



Trilogy 202



Trilogy EV300



V60

Назначение	Максимальное давление вдоха	Частота дыхания	Дыхательный объем	Время работы от батареи	Режимы		Подключение кислорода
					По давлению	По объему	
Для использования в ЛПУ. Для взрослых и детей (>7 лет, >18 кг)	30 cmH ₂ O	0 - 30 дых./мин	N/A	N/A	CPAP, S, S/T, PC	N/A	Порт подключения на аппарате: 60 л/мин max Смешивание в контуре: 30 л/мин max
Для использования в ЛПУ Для взрослых и детей весом от 5 кг	50 cmH ₂ O	0 - 60 (режимы по объему) 1 - 60 (остальные режимы)	50 – 2000 мл	6 часов (3 + 3)	CPAP, S, S/T, PC, PC-SIMV, T, AVAPS-AE, PC-MPV	SIMV, AC, CV, AC-MPV	Низкий поток, Кислород высокого давления (276 - 600 кПа) FiO ₂ : 21 – 100%
Для использования в ЛПУ, транспортных средствах, не предназначенных для неотложной помощи. Для взрослых и детей от 2,5 кг.	60 cmH ₂ O	0 - 80 дых./мин	35 – 2000 мл	15 часов (7,5 + 7,5)	CPAP, PSV, S/T, SIMV-PC, A/C-PC, AVAPS-AE	A/C-VC, SIMV-VC	Низкопоточный: 0-30 л/мин max Высокого давления: (280 to 600 кПа) FiO ₂ : 21-100%
Внутрибольничное использование Для взрослых и детей от 20 кг	40 cmH ₂ O	4 - 60 дых./мин	N/A	6 часов	CPAP, S/T, PCV, AVAPS, PPV (optional)	N/A	Высокого давления: (280 - 600 кПа) FiO ₂ : 21- 100%